

Wir lassen Sie nicht im Dunkeln stehen

**Blindwertfreie
GC Injection Port Septen
von MACHEREY-NAGEL**



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com




**GC-Zubehör von MACHEREY-NAGEL –
denn Qualität entscheidet**

Neu! Erweitertes Sortiment an GC-Septen

- Einzel im Spritzgussverfahren hergestellt
- CenterGuide™ für zentrierte Nadelführung und somit perfekte Passform
- Höchste Septenqualität für minimales Bluten, selbst bei hohen Temperaturen bis 400 °C (Shimadzu Plug-Septen bis 300 °C)
- Präzisionsmulde für perfekten Sitz
- Spezielle Beschichtung für einfachen Austausch ohne Festbacken am Injektor
- Blister Verpackung à 25 Stück für saubere, sofort einsatzbereite Septen



BTO-Septen		AG3-Septen		Marathon-Septen	
für anspruchvollste GC- und GC-MS Analysen		mit verlängerter Lebensdauer		mit extrem langer Lebensdauer	
					
<ul style="list-style-type: none"> • Beste Septenqualität für extrem anspruchsvolle Analysen • Extrem blutungsarm, temperaturbeständig, mechanisch stabil • Auch bei höchsten Temperaturen kein Verlust an Elastizität 		<ul style="list-style-type: none"> • Septenqualität für alle kritischen Analysen • Langlebiger als BTO-Septen • Kombiniert Langlebigkeit und geringes Blutungsverhalten 		<ul style="list-style-type: none"> • Langlebigste Septen- auch für den Gebrauch mit Autosamplern • Bis zu 400 Injektionen pro Septum • Ideal auch für manuelle Stand-Injektionen für GC und GC-MS 	
9 mm	702646	9 mm	702656	9 mm	702660
11 mm	702647	11 mm	702657	11 mm	702661
11,5 mm	702648	11,5 mm	702658	11,5 mm	702662
Shimadzu	702649	Shimadzu	702659	Shimadzu	702663

Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Muster an!

Auswahlschema für CenterGuide™ Septen

Hersteller	GC-Gerät	Durchmesser Septum
Agilent (HP)	5850, 5880A, 5890, 6850, 6890, 7890, PTV	11 mm
Thermo Scientific	TRACE GC Ultra und Focus GC, 8000 series	Large Volume Splitless Injector
		Purged Packed Column Injector
	TRACE 1300 Series	Packed Column Injector
PerkinElmer	Sigma Series, 900, 990, 8000 Series, Clarus System, Auto SYS, Auto SYS XL	11 mm
Shimadzu	Alle Modelle	Shimadzu Plug
Tracor	540	11,5 mm
Bruker, Varian	1177	9 mm
	1093, 1075, 1077, SPI, 1078, 1079	11,5 mm

MACHERY-NAGEL · Ihr Partner für die Chromatographie

Standard-Septen, Anschlüsse und weiteres Zubehör für die GC finden Sie auf www.mn-net.com/GC!



Erleben Sie Kundenberatung – schnell und kompetent!

Technische Kundenberatung

Tel.: +49 24 21 969-395

E-Mail: tech-chroma@mn-net.com

Bestellungen aus Deutschland


0800 26 16 000 (gebührenfrei)

E-Mail: sales-de@mn-net.com

Bestellungen aus Österreich

Tel.: +49 24 21 969-384

E-Mail: sale-de@mn-net.com



GC



Flaschen/Verschlüsse



SPE



HPLC



Spritzenvorsatzfilter



DC

www.mn-net.com

MACHERY-NAGEL



MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Deutschland

Deutschland
und International:

Tel.: +49 24 21 969-0

Fax: +49 24 21 969-199

E-Mail: info@mn-net.com

Schweiz:

MACHERY-NAGEL AG

Tel.: +41 62 388 55 00

Fax: +41 62 388 55 05

E-Mail: sales-ch@mn-net.com

Frankreich:

MACHERY-NAGEL EURL

Tel.: +33 388 68 22 68

Fax: +33 388 51 76 88

E-Mail: sales-fr@mn-net.com

USA:

MACHERY-NAGEL Inc.

Tel.: +1 484 821 0984

Fax: +1 484 821 1272

E-Mail: sales-us@mn-net.com

